《分光计的调节和介质折射率的测量》及《光栅衍射及光栅常数的测量》预习要求

(一) 通过认真阅读讲义及查阅相关资料,达到下列目标:

熟悉分光计各组成部件(尤其是望远镜、平行光管、读数装置)的构造及各调节螺丝的作用:

掌握分光计调节要求,调节原理,及调节方法;

掌握三棱镜折射率的测量原理和方法

了解光栅结构、种类及应用;

掌握测定光栅常数 d 及用已知 d 的光栅测量未知谱线的波长的方法;

(以上不需写在预习报告中)

(二)在预习报告中回答下列预习题:

- 1. 分光计精细调节应满足哪几点要求?
- 2. 目测粗调的目的是什么? 怎样进行目测粗调?
- 3. 阐述用自准法调望远镜聚焦于无穷远的原理。
- 4. 调节望远镜光轴垂直于分光计转轴时,平面镜应该如何放置,画图说明。 如何判断望远镜光轴垂直于分光计转轴?
- 5. 如何判断平行光管发出的是平行光且光轴垂直于仪器转轴?
- 6. 画图说明反射法测顶角的原理,写出测量公式,画出数据记录表格(重复测量三次)。
- 7. 画图说明测量最小偏向角的方法, 画出数据记录表格(重复测量三次)。
- 8. 写出光栅方程。画出实验数据记录表格(测量正负一级谱线和正负二级谱线的衍射 角,重复三次)

(三) 预习思考题(不需写在报告上,上课提问)

- 1. 什么是棱镜的主截面?
- 2. 望远镜光轴为什么要平行于棱镜的主截面,如何调整?
- 3. 如果在望远镜视场中找不到平面镜反射回来的"+"像,如何调节?
- 4. 测顶角时如果转动望远镜找不到由棱镜反射过来的狭缝像,应调节什么?
- 5. 如何判别最小偏向角?
- 6. 入射光末垂直照射光栅会所造成的后果?
- 7. 光栅光谱和棱镜光谱有哪些不同之处?在上述两种光谱中,哪种颜色的光偏转最大?
- 8. 狭缝太宽或太窄时将会导致什么后果?
- 9. 本实验中有哪些注意事项?

(四) 拓展题(选做)

- 1. 棱镜的顶角除了用反射法测量外,还可以用什么方法测量?
- 2. 除了最小偏向角法外,还可以用什么方法测棱镜的折射率?
- 3. 采用分光计还可以测哪些量?

实验记录表 (自行打印带到课堂上)

1 反射法测量三棱镜顶角

测量次数	ϕ_1	ϕ_1'	ϕ_2	ϕ_2'
1				
2				
3				
平均值				
顶角 $\alpha = \frac{1}{4} \left(\left \overline{\phi_2} - \overline{\phi_1} \right + \left \overline{\phi_2'} - \overline{\phi_1'} \right \right) =$				

2 测量绿色谱线最小偏向角(绿色谱线波长 $\lambda = 546.1 \, \text{nm}$)

测量次数	ϕ_1	$oldsymbol{\phi}_{1}'$	ϕ_2	$oldsymbol{\phi}_2'$
1				
2				
3				
平均值				
最小偏向角	$\delta = \frac{1}{4} \left(\left \overline{\phi_2} - \overline{\phi_1} \right + \left \overline{\phi_2'} - \overline{\phi_1'} \right \right) =$			

3 计算三棱镜的折射率

$$n = \frac{\sin \frac{\delta_{min} + \alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} =$$

4 测量汞灯一级谱线和二级谱线中蓝光和绿光的衍射角

	$ heta_1$	$oldsymbol{ heta}_{1}^{\prime}$	$oldsymbol{ heta}_2$	$oldsymbol{ heta}_2'$	$ heta_{-1}$	$oldsymbol{ heta}_{-1}'$	$ heta_{-2}$	$oldsymbol{ heta}_{-2}'$
蓝								
绿								
衍射角公式: $\varphi_k = \frac{1}{4} \left(\theta_k - \theta_{-k} + \theta_k' - \theta_{-k}' \right)$								
蓝光一级衍射角 $arphi_{ ext{ iny deg} 1} =$								
绿光一级衍射角 $oldsymbol{arphi}_{oldsymbol{oldsymbol{arphi}}}$ =								

5 根据绿光的一级衍射角,计算光栅常数($dsin\phi=k\lambda$);根据绿光和蓝光的一级谱线,计算光栅角色散率($D=rac{\Delta \phi}{\Delta \lambda}$,绿光 $\lambda=546.1~nm$,蓝光 $\lambda=435.8~nm$)。

光栅常数 d =	
角色散率 D=	